



Puffer-Pulverkissen, pH 7,00, gelbe Farbcodierung, 50 Stück

Artikel-Nr.:

2227066

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (gelb). Der pH-Wert ist $7,00 \pm 0,02$ bei 25 °C. Packung mit 50 Pulverkissen.

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

Bemerkungen:	Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch.
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert $7,00 \pm 0,02$ bei 25 °C
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück

Erforderliches Zubehör

- Einweg-Becher für pH-Elektroden-Kalibrierung, gelb, 30 mL, PP, 80 Stück (Item SM5012)
- Einmalwischtücher, 11 x 22 cm, 280 Stück (Item 2096900)
- Schneider (Schere) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)