



Be Right™



## pH Puffer-Lösung, pH 7,00 (500mL)

Artikel-Nr.: 2283549

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2283549.99

### pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

Qualitäts Puffer-Lösung mit gelber Farbkodierung zur einfachen Identifikation. Rückführbar auf NIST. pH = 7,00 ± 0,02 bei 25 °C.

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 6 Monate
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	7.00
Region:	US
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	500 mL