



Be Right™



SINGLET Einweg pH Standards, Kombipack pH 4,01 & 7,00 (je 10 St.)

Artikel-Nr.: 2769920
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Gefahrstoffe



Singlet Packungen mit Lösung

Kombipack Pufferlösungen pH 4,01 und pH 7,00, gebrauchsfertig, luftdicht versiegelt in einzelnen Beuteln.

Ideal for on-site analyses

Sealed pouches are easy to transport - no chance of spillage.

Easy to Use

Just open the pouch and insert the electrode.

Fresh and reliable

Foil pouches prevent contamination and air exposure.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Technische Daten

Bemerkungen:	Entsorgen Sie die Lösung nach Gebrauch.
Beschreibung:	Buffer Solution, pk/20 total (10 each)
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Singlet
Haltbarkeit:	24 Monate
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	4.01, 7.00
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	20 St. (je 10)