



Be Right™



SINGLET Einweg pH Puffer-Lösung, pH 7,00

Artikel-Nr.: 2770120
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Singlet Packungen mit Lösung

Gebrauchsfertige pH Pufferlösung, luftdicht versiegelt in einzelnen Beuteln.

pH = 7,00 ± 0,02 bei 25 °C.

Ideal für Analysen vor Ort

Die versiegelten Beutel sind leicht zu transportieren – kein Risiko des Auslaufens.

Einfache Handhabung

Öffnen Sie einfach den Beutel und geben Sie die Elektrode hinein.

Frisch und zuverlässig

Die Folienbeutel verhindern Kontamination und Luftexposition.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Technische Daten

Bemerkungen:	Entsorgen Sie die Lösung nach Gebrauch.
Beschreibung:	20 Beutel mit Pufferlösung
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Singlet
Haltbarkeit:	24 Monate
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	7.00
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen:	20 Stück
Volumen / Packungsgröße:	pk of 20