



Be Right™



Pufferlösungs-Set, farbcodiert, pH 4,01, pH 7,00 und pH 10,01, 20 L

Artikel-Nr.: 2507300

CHF Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Standardlösungs-Set für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Empfohlene Dreierpackung mit pH-Pufferlösungen, die für einfaches Erkennen farbcodiert sind. 20 L Bag-in-Box-Packungen, pH 4,01, 7,00 und 10,01 01 mit jeweils $\pm 0,02$ pH bei 25 °C, mit einem faltbaren Innenbeutel in einem weißen geriffelten Karton. Ideale Packungsgröße für Labore, die in großem Umfang pH-Wert-Messungen durchführen.

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Sparen Sie durch den Kauf von pH-Puffer in der Dreierpackung!

33 % Kostenersparnis im Vergleich zum Kauf von Einzelflaschen

Technische Daten

Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Bag-in-Box (BiB)
Haltbarkeit:	(einzeln angegeben)
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert 4,01, 7,00 und 10,01 $\pm 0,02$ bei 25 °C
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	20 L