



Elektroden-Reinigungslösung für die regelmäßige Wartung, 500 mL

Artikel-Nr.:

2965249

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



Elektroden-Reinigungslösung für die regelmäßige Wartung von pH-Elektroden. Praktisch für die sanfte Reinigung der pH-Elektrode nach der Verwendung in sauberen Wasserproben. 500 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung:	Regelmäßige Wartung
Formula:	Kathon CG, Deconex 11
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL