



Be Right™



## SINGLET Einweg Leitfähigkeits-Standardlösung, 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Artikel-Nr.: 2771320  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

### Singlet Packungen

Gebrauchsfertige Leitfähigkeits-Standardlösung, luftdicht versiegelt in einzelnen Beuteln. LF = 147  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$  bei 25 °C.

### Ideal für Analysen vor Ort

Die versiegelten Beutel sind leicht zu transportieren – kein Risiko des Auslaufens.

### Einfache Handhabung

Öffnen Sie einfach den Beutel, und geben Sie die Sonde hinein.

### Frisch und zuverlässig

Die Folienbeutel verhindern Kontamination und Luftexposition.

### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue Leitfähigkeitsmessungen ist, dass die Leitfähigkeitszelle gut gepflegt und kalibriert wird.

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Lösung nach Gebrauch entsorgen
Beschreibung:	Leitfähigkeitskalibrierlösung
Chemische Formel:	KCl
Gebindeeinstellungen:	Singlet
Konzentration:	147 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$ bei 25 °C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Leitfähigkeit
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	20 mL