



Be Right™



## Singlet Leitfähigkeitsstandardlösung für den Einmalgebrauch, 1.413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , KCl, 20 mL

Artikel-Nr.: 2771420  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

### Singlet Packungen

Leitfähigkeitsstandardlösung. Versiegelte Folienbeutel mit  $1.413 \mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1 \%$  bei  $25 \text{ }^\circ\text{C}$ . Kaliumchlorid (KCl). Gebrauchsfertig, jeweils 20 mL.

### Ideal für Analysen vor Ort

Die versiegelten Beutel sind leicht zu transportieren – kein Risiko des Auslaufens.

### Einfache Handhabung

Öffnen Sie einfach den Beutel, und geben Sie die Sonde hinein.

### Frisch und zuverlässig

Die Folienbeutel verhindern Kontamination und Luftexposition.

### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue Leitfähigkeitsmessungen ist, dass die Leitfähigkeitszelle gut gepflegt und kalibriert wird.

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Lösung nach Gebrauch entsorgen
Beschreibung:	Leitfähigkeitskalibrierlösung
Chemische Formel:	KCl
Gebindeeinstellungen:	Singlet
Konzentration:	$1.413 \mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1\%$ bei $25 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagerbedingungen:	$10 - 25 \text{ }^\circ\text{C}$ (vor Licht schützen)
Parameter:	Leitfähigkeit
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	20 Stück