



Be Right™



## Elektroden-Reinigungslösung bei mineralischen, bzw. anorganischen Verunreinigungen, 500 mL

Artikel-Nr.: 2975149  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung mineralischer Verunreinigungen/Ablagerungen von pH-Elektroden. 500 mL Flasche.

---

### Technische Daten

Beschreibung:	Entfernung mineralischer Ablagerungen
Formula:	Phosphorsäure (~ 10 %)
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL