



Be Right™



Pulverkissen mit Ammonium-Ionenstärke-Regler (ISA), 100 Stück

Artikel-Nr.: 2980699

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Ammonium-Ionenstärke-Regler für die Ammoniumbestimmung mit ionenselektiven Elektroden. Eliminiert die meisten Störungen.

Ideal für die Ammoniumbestimmung im sehr niedrigen Konzentrationsbereich. Verwenden Sie ein Pulverkissen pro 25 mL Probe. Packung mit 100 Pulverkissen.

Technische Daten

Gebindeeinstellungen:	Powder Pillows
Haltbarkeit:	5 years
Konzentration:	ISA
Parameter:	Ammonium
Volumen / Packungsgröße:	100 /pk