



Be Right™



Pulverkissen mit Nitrat-Ionenstärke-Regler – 100 Stück

Artikel-Nr.:	2984799
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Ionenstärke-Regler für die Verwendung mit Intellical ISENO3181 oder Sension+ 9663 ionenselektiven Nitratelektroden. Der Ionenstärke-Regler (ISA) ist für die Nitratbestimmung im niedrigen Konzentrationsbereich entscheidend. Durch die Pulverform wird eine Verdünnung der Proben vermieden. Packung mit 100 Pulverkissen.

Technische Daten

Methode:	Ionenselektive Elektrode
Plattform:	Pulverkissen