



Be Right™



Pufferlösung, pH 4,01, 4 x 250 mL

Artikel-Nr.: LZW9466.99

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Standardlösung für die Kalibrierung von pH-Elektroden, farbloser pH-Puffer, der pH-Wert ist $4,01 \pm 0,02$ bei $25 \pm 0,25 \text{ } ^\circ\text{C}$, 4 Flaschen à 250 mL

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 6 Monate
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Nein
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Haltbarkeit:	24 Monate
Lagerbedingungen:	$10 \pm 25 \text{ } ^\circ\text{C}$ (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert $4,01 \pm 0,02$ bei $25 \text{ } ^\circ\text{C}$
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	1 L (4 x 250 mL)