



Be Right™



## Pufferlösung pH 7,00, Analysenzertifikat via Download, 1000 mL

Artikel-Nr.: LZW9467.98  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

### pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

Pufferlösung pH 7,00, Analysenzertifikat via Download, 1 L Flasche

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 6 Monate
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Nein
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Haltbarkeit:	24 Monate
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	7.00
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	1 L