



## **Pufferlösung pH 10,00, Analysenzertifikat via Download, 125 mL**

**Artikel-Nr.:** LZW9470.99  
**CHF Preis:** Kontakt  
**Verfügbar**

### **pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz**

Pufferlösung pH 10,00, Analysenzertifikat via Download.

#### **Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar**

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

#### **Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt**

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### **Zuverlässige Verpackung**

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### **Technische Daten**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen:             | Beobachtete Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate |
| Beschreibung:            | pH-Puffer-Kalibrierreagenz                                                                 |
| Farbkodierung?:          | Nein                                                                                       |
| Gebindeeinstellungen:    | Flasche                                                                                    |
| Lagerbedingungen:        | 10 - 25 °C (vor Licht schützen)                                                            |
| pH Wert(e):              | 10.00                                                                                      |
| Rückführbar auf NIST :   | Ja                                                                                         |
| Volumen / Packungsgröße: | 125 mL                                                                                     |