



Be Right™



Kombi-Teststreifen Gesamt- und freies Chlor, 0 - 10 mg/L, 50 Tests

Artikel-Nr.: 2745050

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Schneller und halbquantitativer Nachweis von freien und gesamten Chlor im Wasser, Abwasser und anderen wässrigen Medien.

Messbereich freies Chlor: 0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 - 10,0 mg/L;

Messbereich Gesamtchlor: 0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 - 10,0 mg/L

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Einheiten:	50 tests
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Kleinste mögliche Schritte:	Steps: 0, 0.5, 1, 2, 4, 10
Messbereich:	0 - 10 Cl ₂ mg/L
Methode:	Test Strips
Parameter:	Free and Total Chlorine
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	TS
Versandgewicht:	0.2