



Be Right™



## Kombi-Teststreifen Nitrat 0 - 50 mg/L und Nitrit 0 - 3 mg/L, 25 Stück

Artikel-Nr.: 2745425  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Schneller und halbquantitativer Nachweis von Nitrat-/Nitriten im Wasser, Abwasser und anderen wässrigen Medien.

Messbereich Nitrat NO<sub>3</sub>-N: 0 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 20,0 - 50,0 mg/L

Messbereich Nitrit NO<sub>2</sub>-N: 0 - 0,15 - 0,3 - 1,0 - 1,5 - 3,0 mg/L

**Einfach anzuwendender und kostengünstiger Einwegartikel**

**Für den schnellen, halbquantitativen Nachweis vor Ort oder im Labor**

---

### Technische Daten

Einheiten:	25 tests
Kleinste mögliche Schritte:	Nitrat: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 mg/L
Kleinste Schrittweite:	Nitrit: 0; 0,15; 0,3; 1; 1,5; 3 mg/L
Messbereich:	Nitrat 0 - 50 mg/L NO <sub>3</sub> -N
Messbereich (2):	Nitrit 0 - 3.0 mg/L NO <sub>2</sub> -N
Parameter:	Nitrat und Nitrit
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen