



Be Right™



pH Teststreifen, 4 - 9 pH, 50 St.

Artikel-Nr.:	2745650
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Einfach anwendender, kostengünstiger Einmalartikel

Für die schnelle pH-Evaluierung im Labor oder vor Ort

Technische Daten

Einheiten:	50 tests
Kleinste mögliche Schritte:	Schritte: 4, 5, 6, 7, 8, 9 pH
Messbereich:	4 - 9 pH units
Parameter:	pH, mittlerer Messbereich
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen