



Be Right™



pH-Teststreifen, pH-Einheiten: 4 - 9, 50 Tests

Artikel-Nr.: 2745650
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Der pH-Wert von Wasser natürlichen Ursprungs liegt meist im Bereich von 4 - 9. Bedingt durch Carbonate und Bicarbonate (Alkalinität) ist der pH-Wert für gewöhnlich jedoch höher als 7. Der pH-Wert von in der Industrie verwendetem Wasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Schwimmbekken wird in der Regel innerhalb eines engen Bereichs gehalten. Enthält 50 Tests.

Einfach anzuwenden, für den Einmalgebrauch vorgesehen und preiswert

Hervorragend für die schnelle Bestimmung des pH-Werts im Labor oder vor Ort geeignet

Technische Daten

Einheiten:	50 Tests
Kleinste mögliche Schritte:	Abstufungen: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pH-Wert)
Messbereich:	4 - 9 pH-Einheiten
Parameter:	pH, mittlerer Bereich
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen