



Teststreifen Ammonium, 0 - 6,0 mg/L, 25 Tests

Artikel-Nr.: 2755325

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Schneller und halbquantitativer Nachweis von Alkalität im Wasser.

Messbereich: 0 - 0,25 - 0,50 - 1,0 - 3,0 - 6,0 mg/L

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Einheiten:	25 tests
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Kleinste mögliche Schritte:	Steps: 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 ppm
Messbereich:	0 - 6 ppm
Parameter:	Ammonia, Nitrogen, low range - As $\text{NH}_3\text{-N}$, For freshwater
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Test Strips