



Be Right™



Phosphat-Teststreifen, 0 - 50 mg/L, 50 Tests

Artikel-Nr.:
CHF Preis:
Verfügbar

2757150
Kontakt

Gefahrstoffe



Einfach anzuwenden, für den Einmalgebrauch vorgesehen und preiswert

Eine hervorragende Möglichkeit, schnelle, quantitative Antworten vor Ort oder im Labor zu erhalten

Technische Daten

Einheiten:	50 Tests
Kleinste mögliche Schritte:	Abstufungen: 0, 5, 15, 30, 50
Messbereich:	0 - 50 ppm PO ₄
Parameter:	Phosphor, Orthophosphat (reaktiv) – als PO ₄
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen
Versandgewicht:	0,2