



Be Right™



Teststreifen für freies Chlor, 0 - 600 mg/L, 100 Tests

Artikel-Nr.: 2890200
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Die Hach Teststreifen sind an der Spitze mit einem einzigartigen Reagenzpad ausgestattet und nutzen bewährte Chemikalien, die auf Standard-Referenzmethoden basieren. Tauchen Sie einfach den Streifen ein, warten Sie die Farbentwicklung ab, und vergleichen Sie die Farbe des reagierenden Pads mit der Farbe in der Tabelle auf der Flasche.

Ideal für alle, die semiquantitative Vorab-Screenings, Stichproben oder Tests vor Ort durchführen

Vereinfachte Tests liefern vor Ort oder im Labor Ergebnisse in weniger als einer Minute.

Keine Chemikalien zur Handhabung und Reinigung erforderlich

Dank Proben-Screening weniger Unsicherheiten und Mutmaßungen

***Nicht zur Verwendung in Meer- oder Brackwasser**

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Einheiten:	100 Bestimmungen
Fußnote:	*mg/L, sofern nicht anders angegeben; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L oder 17,1 ppm.
Kleinste mögliche Schritte:	Abstufungen: 0, 25, 50, 100, 200, 400, 600
Messbereich:	0 - 600 mg/L Cl ₂
Parameter:	Freies Chlor, hoher Messbereich
Plattform:	Teststreifen