



Be Right™



## Filter, Glasfaser, Durchmesser 55 mm, vorgewogen gemäß TSS-Verfahren laut Standardmethoden, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2546120

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Einzel vorgewogene Filterpapiere; vorgewogen in Übereinstimmung mit dem Standard-Verfahren zur Bestimmung der Feststoffkonzentration. Einzel in einer Hülle mit aufgeführtem Tara-Gewicht. Das Tara-Gewicht entspricht jeweils den Vorgaben in den Standardmethoden.

---

### Technische Daten

Durchmesser:	55 mm
Einheiten:	100/pk
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1,5 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung