



## Pipette, serologisch, steril, Polystyrol mit Stopfen, 2 mL, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2092826  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff mit Stopfen. Lose verpackt, Großpackung mit 2x 25 Stück, farbcodiert. Schwarze aufsteigende/absteigende Skala. Auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert. Genauigkeit  $\pm 2\%$ .

---

### Technische Daten

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Graduations:             | 0.01 mL     |
| Kapazität:               | 2 mL        |
| Volumen / Packungsgröße: | 50 /Packung |