



Be Right™



Filterhalter, magnetisch

Artikel-Nr.: 1352900

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Aus robustem, autoklavierbarem Polyphenylsulfon. Die magnetische, auslaufsichere Dichtung ermöglicht die einhändige Entnahme des Filters. Stützsieb enthalten. Trichter mit Skala: 300 mL (Teilung 50 mL). Stiel passend für Stopfen Nr. 8 (nicht enthalten).

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: Je 1