



Paddle-Tester, Gesamtkeimzahl (aerob) in Hefe und Schimmel, 10 Stück

Artikel-Nr.: 2610810

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Hach Paddle-Tester ermöglichen eine schnelle und einfache Überprüfung von Wasserproben, festen Oberflächen und nicht viskosen Flüssigkeiten, wenn unhygienische Bedingungen vorliegen können. Bei dem Paddle handelt es sich um einen doppelseitigen Schieber, der am Verschluss des Fläschchens angebracht ist. Auf jeder Seite des Objektträgers wird ein separater Test durchgeführt. Der Objektträger verfügt über ein vorgeformtes Raster für eine einfache Kolonienzählung, ohne das optisch klare, auslaufsichere Fläschchen zu öffnen. Paddle-Tester, Gesamtkeimzahl (aerob) in Hefe und Schimmel (Trypton-Glucoseextrakt-Agar/Sabouraud-Dextrose-Agar), 10 Stück.

Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Labor- und Feldtests mit von Hach vorbereiteten P/A-Medien

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen Testbedarf z.B. in Schwimmbädern abdecken können.

Melden Sie die Coliform-Gesamtwerte mit EPA-zugelassenen Anwesenheits-/Abwesenheits-Flaschen und -Medien

Bei Hach finden Sie Fertigmedien und praktische Apparaturen für die schnelle und problemlose Untersuchung von Abwasser und Brauchwasser.

Vereinfachen Sie Routinetests mit eigenständigen, benutzerfreundlichen Paddle-Testern und BART-Produkten

Egal welche Methode der Kunde für die Untersuchung von Trinkwasserproben wählt – Hach bietet Fertigmedien und praktische Apparaturen für schnelles und einfaches Testen.

Technische Daten

Media Type:	Total Aerobic Bacteria, Yeast and Mold
Volumen / Packungsgröße:	10 /Packung