



Be Right™



MEL/MPN Portable Laboratory

Artikel-Nr.: 2569800

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

MEL/MPN Lab

MEL/MPN Total Coliform and E. Coli Laboratory. Includes: portable Incubator, portable UV lamp, and consumables for 50 tests. Media is not included (see Detailed Description). For wastewater applications, order dilution water 14305-98.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Empfindlichkeit:	<1,1 MPN/100