



**Be Right™**



## Montagerohr mit Flansch, Edelstahl, 2 m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.00020**  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Beckenrandbefestigung für Nitratx sc, Solitax sc und UVAS sc Sonden. Inklusive, Basis, Stange, rechthoekiger Adapter und Hardware.

---

### Technische Daten

Durchmesser: 40 mm  
Gewicht: 4,6 kg  
Inhalt: Stainless Steel immersion pole  
Länge: 2000 mm

---

### Inhalt

Stainless Steel immersion pole