




Verlängerungsrohr aus Edelstahl, 1,8 m

Artikel-Nr.:	LZY714.99.00040
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Verlängerungsrohr, 1,8 m, geeignet für LZY714.99.xxx20 Stangen-Befestigungslösungen.

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur Verlängerungsrohr: 4,6 kg
Länge:	1800 mm
Material:	Edelstahlrohr 1.4301; Dichtung aus EPDM; Schraubensatz aus Edelstahl.
Messgerät:	Sonatax sc