



Be Right™



## SONATAX Beckenrandbefestigung; Schwenkbare Halterung 2 m + 0,35 m

Artikel-Nr.: LZY714.99.62160

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 3 Tagen

---

### Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Durchmesser:                  | 40 mm   |
| Gewicht:                      | Nur die an zu hebenden Befestigungsteilen: 6.5 kg   |
| Länge:                        | Gesamt-Länge: 2000 mm + 350 mm  |
| Material:                     | Medienberührte Teile:<br><br>Rohr Edelstahl 1.4301;<br><br>Dichtungen EPDM;<br><br>Schraubenset Edelstahl |
| Messgerät:                    | SONATAX sc  |
| Sprachen Bedienungsanleitung: | Non-verbale Montageanleitung  |