



SONATAX Beckenrandbefestigung; Schwenkbare Halterung 2 m + 1 m

Artikel-Nr.: LZY714.99.72160
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur die an zu hebenden Befestigungsteilen: 7.8 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm + 1000 mm
Material:	Medienberührte Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	SONATAX sc
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung