



**Be Right™**



## **Wartungskit, CL17 Chlor-Analysator (für Geräte, die vor April 2000 verkauft wurden)**

Artikel-Nr.: 4721600

### **VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

CL17 Wartungskit für Geräte, die vor April 2000 erworben wurden. Das Kit enthält Schlauchmaterial für die Reagenzien, eine Colorimeterlampe, Kappen für die Reagenzien und Anschlusssteile für den jährlichen Austausch (Schlauchmaterial für Pumpenmodule muss alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden). Falls das Gerät nach März 2000 erworben wurde, bestellen Sie Artikel 5444301.