



**Be Right™**



## **ICE-PIC 1 NTU-Kalibrierungs-/Verifizierungsmodul**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>5221500</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Geeignet zur Nutzung mit den Messgeräten 1720E, D und C.

**Kalibrierung in weniger als 60 Sekunden verifizieren**

**Kein Verlust des Probenflusses zum Abschluss einer Verifizierung**

**Keine Probenzelle nach der Verifizierung neu zu konditionieren**

---

### **Inhalt**

ICE-PIC, Anweisungen.