



Be Right™



Accu 4 Calibration Cube Kalibrations-Würfel

Artikel-Nr.:

8220G1300

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Wird zum Verifizieren der Kalibrierung von ACCU4 und Steady Stream 4 Turbidimetern eingesetzt. Patentierter Glas-Kalibrierungs-Würfel der auf einen zugelassen USEPA Formazinstandard eingestellt ist.

Module verifies the calibration of the Accu4 and Steady Stream 4 Turbidimeters. Patented glass calibration cube is factory certified to a known USEPA approved formazin standard.

Technische Daten

Messprinzip:

Nach Einbau des GLI Cal-Cube™ in den Sensor kannn durch Eingabe des werksgarantierten Standardwertes die Kalibration vorgenommen werden.