



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Kartuschen mit vormontierten Membranen 2956A für Sauerstoffsensoren A1100, GA2400 und GA2800 EX

Artikel-Nr.:

2956A-A

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Enthält O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeug.

Technische Daten

Anwendung:

Korrosionskontrolle; Inline-Messung in der Getränkebranche; entgastes Wasser

Material:

Membran: PFA