



Be Right™



HQA Koffer Kit mit Geräte-Schutzhülle und 5 Probenbechern

Artikel-Nr.: 5825800

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für Standard-Elektroden. Praktischer Kunststoff-Koffer, stoßfest, leicht. Enthält das Outdoor Kit (stoßfeste Kunststoff-Armierung für den Feldeinsatz, mit Handschlaufe und Halstrageriemen) und 5 Probenbecher (120 mL).