



Be Right™



HQA Robuster Koffer (Größe medium)

Artikel-Nr.: 8505500

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Leerer Koffer mit Einsatz für die Aufbewahrung von Messgerät und Outdoor-Elektroden, 4 x Probengefäße und 1 x 500 mL Waschflasche. Für 2 Elektroden mit 5 m Kabel.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T): 420 mm x 458 mm x 216 mm