



Be Right™



Portable HQD rugged field case for three rugged probes

Artikel-Nr.:

8505501

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Leerer Koffer mit Einsatz für die Aufbewahrung von Messgerät und Outdoor-Elektroden, 4 x Probengefäße und 1 x 500 mL Waschflasche. Für 3 Elektroden mit 5 m Kabel.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):

432 mm x 673 mm x 254 mm