



Be Right™



Elektroden-Reinigungslösung bei Verunreinigungen mit Fetten, Ölen und Schmiermitteln, 500 mL

Artikel-Nr.:

2964449

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Elektroden-Reinigungslösung zur Entfernung von Verunreinigungen/Ablagerungen durch Fette, Öle und Schmiermittel von pH-Elektroden.
500 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	Entfernung von Ablagerungen durch Fette, Öle und Schmiermittel
Formula:	Kathon CG, Triton X
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL