



Be Right™



LABCOM PC Software für SENSION+ GLP Messgeräte, bi-direktional

Artikel-Nr.:

LZW8999.99

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

PC Software für bi-direktionale Datenübertragung zwischen SENSION+ GLP Messgeräten und einem PC. Das Kit enthält CD, Kabel mit 9-Kontakt Anschluss und USB-Adapter.

Praktisches PC-Tool für die Datenverwaltung und Gerätesteuerung.

Labcom Easy ermöglicht die Erfassung und Verwaltung der von Sension+ Laborgeräten erhaltenen Ergebnisse.