



Be Right™



Titramaster 85 PC-Software, Datensammlerversion

Artikel-Nr.:

R31T015

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Die effiziente Handhabung des Probendurchsatzes bei gleichzeitiger sicherer Datenspeicherung für den späteren Zugriff ist für jedes Labor eine unerlässliche Anforderung. Mit dieser benutzerfreundlichen Software können Sie Anwendungen direkt vom Computer aus programmieren. Gleichzeitig ist die Verarbeitung der Daten von bis zu 7 Titrations-Arbeitsstationen oder Hochleistungs-Ionenanalysatoren möglich.