




Be Right™



SAC950, Ba Probenwechsler, incl. Kabel

Artikel-Nr.:

R41T044

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Müheloses Probenhandling durch komplette Automation

Erweiterter Probenwechsler für die Automatisierung von großen Probenserien, mit Einsätzen für bis zu 70 Proben.

Kompakt und anpassungsfähig

Flexibel und programmierbar

Schnell und effizient

Sicher und sauber

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	70 mm x 580 mm x 686 mm
Gewicht:	27 kg
Länge:	686 mm
Typ:	Sample Changer

Erforderliches Zubehör

- Kit 36-positions, SAC9xx, 40-100ml, Kit 36-positions, SAC9xx, 40-100ml, PP Beakers (Item X91T085)