



Be Right™



SAM7 Elektrodenhalter und Magnetrührer in einem Gerät

Artikel-Nr.:

R21M130

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Um absolut reproduzierbare Rührbedingungen sicherzustellen, bietet das Probengestell einen innovativen Mechanismus, um die Elektroden zu fixieren: das Bajonettkonzept. Besondere Sensorköpfe und Zubehör stellen sicher, dass die Elektroden mit nur einer einzigen Bewegung einsetzbar sind und ermöglichen so identische Positionierung, reproduzierbare Ergebnisse und sichere Handhabung.