



Be Right™



CCTO/TH Therm. Corr. Cell, flat smp Corresion Cell, Thermostated, Flat sample

Artikel-Nr.:

A50T960

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Die CCTO/TH ist eine thermostatierte Zelle, die für die Prüfung von großen flachen Proben auf Korrosion entwickelt wurde. Durch die Form der Zelle sowie die große Oberfläche der Arbeitselektrode und der Edelstahl-Gegenelektrode eignet sie sich besonders für die Prüfung von Medien mit geringer Leitfähigkeit und/oder Proben mit hohem Widerstand. Zum Aufbau gehört eine Kalomel-Referenzelektrode, die an einer vertikal verstellbaren Luggin-Kapillare zur Reduzierung Ohmscher Verluste befestigt ist.