



Be Right™



CEC/TH Thermostated cell Corrosion Cell, Thermostated, disc sample

Artikel-Nr.:

B70A050

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Ideal für die Prüfung auf Korrosion unter Beschichtungen. Die CEC/TH Zelle besteht aus einer Glaszelle mit einer thermostatischen Ummantelung und einem Scheiben-Probenhalter – aufgrund der reduzierten aktiven Oberfläche ideal für kleine Proben. Der Probenhalter aus PTFE gewährleistet hervorragenden Kontakt mit der Probe bei gleichzeitiger Vermeidung jeglicher Interaktion mit dem Medium. Sowohl der Probenhalter als auch die Gegenelektrode sind mit Glasschliff für ein exaktes Positionieren versehen. Zum Aufbau gehört eine Kalomel-Referenzelektrode, die an einer frei verstellbaren Luggin-Kapillare zur Reduzierung Ohmscher Verluste befestigt ist.