



Be Right™



## Digital-Titrator mit Kunststoff-Koffer

Artikel-Nr.: 1690001  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Portabler, robuster Handtitrator für schnelle und präzise Titrationsen. Hohe Auflösung (125 µL/digit) und hohe Genauigkeit ( $\pm 1\%$ ). Einfache Handhabung. Applikationen für über 40 Parameter mit vorkonfektionierten Reagenzkartuschen. Inklusive Zubehör und illustrierten Bedienungsanleitungen, komplett im Tragekoffer.

**Richtige Ergebnisse - zu jeder Zeit, an jedem Ort**

**Schnell und flexibel**

**Vielseitig**

---

### Technische Daten

Enthaltenes Zubehör:	Nein
Genauigkeit:	$\pm 1\%$ (Uncertainty of readings is 1 digit. Most samples require more than 100 digits)
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,132 kg
Lieferumfang:	Digital Titrator only