



Be Right™



Härte (Gesamt & Calcium) Test-Kit, Modell HA-4P

Artikel-Nr.: 145700
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Härte, Gesamt & Calcium Tropfenzähl-Titration/EDTA Test-Kit, Messbereich 17,1 - 342 mg/L CaCO₃, 100 Tests.

Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien und Zubehör in einem robusten Tragekoffer für die Analytik im Feld.

Tropfenzähl-Titration - einfach und kostengünstig

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Inhalt:	Beinhaltet fünf Reagenzien, Flasche, Messzelle, Arbeitsvorschrift und Tragekoffer.
Kleinste Schrittweite:	17.1 mg/L
Koffertyp:	D
Messbereich:	17.1 - 342 mg/L CaCO ₃
Methode:	Tropfenzähl-Titration/EDTA
Parameter:	Härte, Gesamt und Calcium, als CaCO ₃
Plattform:	Drop Count Titration
Test-Kit Modell:	HA-4P

Inhalt

Beinhaltet fünf Reagenzien, Flasche, Messzelle, Arbeitsvorschrift und Tragekoffer.