



Eisen Reagenz Pulverkissen, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 85428
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen. Für 25 mL Probe.

FerroVer Eisen Reagenz: Für die Bestimmung des gesamten löslichen Eisens: Fe³⁺, Fe²⁺ und komplexgebundenes Eisen (Fe-EDTA).
Bestimmt Eisen in der Gegenwart von Kupfer.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Methode:	FerroVer
Methode (Nummer):	8008
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 St.