



Be Right™



## Eisen Reagenz Pulverkissen, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2105769  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Eisen nach der FerroVer-Methode. Für 10 mL Probe.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Aufschluss erforderlich:	für Eisen gesamt
Beschreibung:	FerroVer Eisen Reagenz Pulverkissen, 10 mL
EPA konform:	Ja
Haltbarkeit:	48 Monate
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000
Methode:	FerroVer
Methode (Nummer):	8008
Parameter:	Eisen
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.