



Be Right™



FerroZine Eisen Reagenz-Lösung, 0,009-1,400 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 230149
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von löslichem Eisen(III) und Eisen(II) im Spurenbereich.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	500 - 1000
Messbereich:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Messgerät:	All except DR/850, DR/820, PC II
Methode:	FerroZine
Methode (Nummer):	8147
Parameter:	Iron
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL