



Be Right™



## CuVer 1 Kupfer Reagenz Pulverkissen, 0,04-5,00 mg/L Cu

Artikel-Nr.: 2105869

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer, Bicinchoninat-Methode. Für 10 mL Probe.

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl Bestimmungen:     | 100   |
| EPA konform:             | Ja  |
| Messbereich:             | 0,04 - 5,00 mg/L Cu                         |
| Messgerät:               | All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820 |
| Methode:                 | Bicinchoninat                               |
| Methode (Nummer):        | 8506  |
| Parameter:               | Kupfer                                      |
| Plattform:               | Pulverkissen                                |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 St.                                     |